

MAGLUMI X6

Solución CLIA flexible para laboratorios de volumen medio/alto

- » Rendimiento: **450 T/H**
- » Posición de Muestra: **112/412 (con expansión)**
- » Rendimiento por unidad de área: **Hasta 320 T/H/m2**
- » Posición del reactivo: **30**
- » Pruebas de distancia: **Hasta 2000 pruebas**
- » Carga de cubetas en una sola vez: **Hasta 2002**
- » Carga sin pausa de muestra/reactivo/cubeta
- » **Todas las muestras se pueden definir STAT**
- » Parámetros de prueba: **211**



La solución CLIA más rápida

MAGLUMI X6

Solución CLIA flexible para laboratorios de volumen medio/alto

Beneficios Todo equilibrado y fuerte.

Tecnología de pipeteo patentada

- Un volumen de pipeteo revolucionario de 10 a 280 µl de volumen de muestreo
- Las puntas filtradas desechables evitan la contaminación por aerosol y garantizan que no haya contaminación cruzada durante la prueba
- Mayor precisión de pipeteo con bajo CV de pipeteo
- Un pipeteo para múltiples pruebas para ahorrar costos



Tecnología de incubación precisa

- Cubeta individual con calentamiento por cinco lados a 37 °C, lo que garantiza una incubación precisa, rápida y uniforme
- Incubación de 243 cubetas simultáneamente
- Mezcla sin contacto con diferentes modos antes de la incubación, asegurando suficiente reacción.



Tecnología de lavado inteligente

- El lavado por separación magnética con unidades independientes de 4 grupos y la mezcla en vórtice sin contacto pueden reducir la unión no específica
- Diferentes modos de mezcla en función de los diferentes ensayos, lo que garantiza un lavado suficiente para mejorar la sensibilidad



Tecnología de medición estable y precisa

- PMT con función de calefacción y refrigeración, lo que garantiza la máxima precisión de detección.
- Sala de medición independiente, evitando la contaminación cruzada de luz.



Solución de expansión múltiple

- 112 posiciones de muestra, hasta 412 posiciones de muestra con expansión
- Capaz de vincular el sistema de automatización del laboratorio
- Se pueden conectar múltiples unidades X6



Pionero en la preparación de líquido de lavado opcional

- *Dos modos: Automático o Manual
- Seleccione el modo automático en el software, conecte el X6 al sistema de purificación de agua, alivie su carga operativa
- Si el sistema de purificación de agua no está disponible, la preparación se puede hacer mezclando manualmente el líquido de lavado con agua pura



Diseño fácil de usar

- Analizador totalmente automatizado desde la muestra hasta el resultado
- El indicador de luz y la interfaz de usuario inteligente hacen que la operación se visualice
- Embalaje integrado de cubetas diseñado para evitar dañar la pared de la cubeta
- La operación de un solo lado ahorra espacio
- La pantalla en tiempo real y el indicador de luz permiten una gestión conveniente del estado del analizador
- Hasta 2000 pruebas de distancia para economizar mano de obra



Diseño de carga de alta eficiencia

- Carga/descarga de muestras/reactivos sin pausa y sin interrumpir la prueba
- RFID guarda la información, ahorra tiempo
- Todas las muestras se pueden definir como STAT para ser probadas en prioridad
- Cuatro tipos de tecnologías de detección de errores de pipeteo reducen la tasa de errores de muestreo



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
(SNIBE Co., Ltd)

21st Floor, Block A, Building 1, Shenzhen Software Industry Base,
NO. 1008, Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen 518000 CHINA

Tel: +86 755 26501514
Email: sales@snibe.com

Síguenos en



Fax: +86 755 26654850
Web: www.snibe.com



Amplio menú de pruebas CLIA con 211 ensayos

Tiroides

TSH (3.ª generación)
T4
T3
FT4
FT3
Tg (Tiroglobulina) TGA
(Anti-Tg) Anti-TPO
TRAb
TMA
Rev T3
T-Absorción

Fibrosis hepática

HA
PIIIP N-P
CIV
Laminina
Coliglicina
*GP73

TORCH

Toxo IgG
Toxo IgM
Rubéola IgG
Rubéola IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG
VHS-1/2 IgM
VHS-1 IgG
VHS-2 IgG
VHS-2 IgM
*VHS-1 IgM
*Toxo IgG
Avidéz *CMV
IgG Avidéz

STAT-X™

*hs-cTnI *NT-proBNP
*Mioglobina
*Dímero D
*PCT
*PCR

EBV

EBV EA IgG
EBV EA IgA
EBV VCA IgG
EBV VCA IgM
EBV VCA IgA
EBV NA IgG
EBV NA IgA

Monitoreo de Inflamación

PCR
PCT (Procalcitonina)
IL-6 (interleucina 6)
SAA (amiloide sérico A)
*PCT (STAT)
*CRP (STAT)
*TNF-a

Función del riñón

β-MG²
Albúmina
*NGAL

Fertilidad

FSH
LH
HCG/β-HCG
PRL (Prolactina)
Estradiol
Testosterona
Testosterona libre DHEA-S
Progesterona
Estriol libre
17-OH Progesterona
AMH
SHBG
Androstenediona
PIGF
sFlt-1

Autoimmune

Anti-CCP
Anti-dsDNA IgG
ANA Screen
ENA Screen
Anti-Sm IgG
Anti-Rib-P IgG
Anti-Scl-70 IgG Anti-Centrómeros IgG Anti-Jo-1 IgG
Anti-M2-3E IgG Anti-Histones IgG Anti-nRNP/Sm IgG Anti-SS-B IgG
Anti-SS-A IgG
TGA (Anti-Tg)
Anti-TPO
TRAb
TMA
ICA
IAA (Anti Insulina)
GAD 65
Anti-IA2
*ZnT8
Anti-MPO IgG
*Anti-PR3 IgG
*Anti GBM IgG
*Anticardiolipina IgG
*Anticardiolipina IgM
*Anticardiolipina IgA *Anti-cardiolipina screen *β2-Glicoproteína I IgG *β2-Glicoproteína I IgM *β2-Glicoproteína I IgA *β2-Glicoproteína I Screen *Anti-tTG IgA
*Anti-tTG IgG
*DGP IgA
*DGP IgG

Hipertensión

Renina directa
Aldosterona
Angiotensina I
Angiotensina II
Cortisol
ACTH

Inmunoglobulinas

IgM
IgA
IgE
IgG

Marcadores tumorales

AFP
CEA
PSA total
F-PSA libre
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
PAP
CA 50
CYFRA 21-1
CA 242
CA 72-4
NSE
S-100
SCCA
TPA-snibe
ProGRP
HE4
HER-2
PIVKA-II

Enfermedad infecciosa

HBsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
Anti-VHC
Sífilis
Anti-HAV
HAV IgM
"VHE IgG
"VHE IgM
VIH Combi Ab/Ag
Chagas
HTLV 1+11
H. pylori IgG
H. pylori IgA
H. pylori IgM
2019-nCoV IgG
2019-nCoV IgM
SARS-CoV-2 S-RBD IgG SARS-CoV-2 Anticuerpo neutralizante SARS-CoV-2 Ag
Virus de la viruela del simio Ag
Virus del dengue IgG
Virus del dengue NS1
"Virus del dengue IgM
"Chlamydia Pneumoniae IgG *Chlamydia Pneumoniae IgM
*Mycoplasma pneumoniae IgG
*Mycoplasma pneumoniae IgM

Glicometabolismo

Péptido C
Insulina
GAD 65
Anti-IA2
ICA
IAA (Anti Insulina)
proinsulina
*Glucagón
*ZnT8

Cardíaco

CK-MB
Troponina I
mioglobina
hs-cTnI
hs-CRP
H-FABP
NT-pro BNP
BNP
Dímero D
Lp-PLA2
MPO
*HCY
*hs-cTnI (STAT) *NT-proBNP (STAT)
*Mioglobina (STAT)
*Dímero D (STAT)

Marcadores de coagulación

Dímero D
*TAT
*TM
*PIC
*tPAIC

Metabolismo

Pepsinógeno I
Pepsinógeno II
Gastrina-17
GH (hGH)
IGF-I
IGFBP-3

Detección prenatal

AFP (detección prenatal)
β-HCG libre
PAPP-A
Estriol libre

Anemia

Vitamina B12
Ferritina
Folato (FA)
EPO
RBC Ácido Fólico

Monitoreo de drogas

Digoxina
CSA (ciclosporina A)
FK 506 (tacrolímus)

Metabolismo Óseo

Calcitonina
Osteocalcina
25-OH vitamina D
PTH intacta
β-CTX
total P1NP

*Disponible pronto